

図 3: ライブラリー調製後の産物収量 PCR 精製後、220~550bp のライブラリーを Fragment Analyzer で定量しました。黒線は、収量が十分と判断されるサンプルの閾値 (4nM) を示しています。

ライブラリー産物の収量

5 つの組織タイプから採取した 12 サンプルの一部を選び、TruSight Tumor 15 を使ってライブラリー調製を行いました (表 3)。最初のステップで、ターゲット領域 (アンプリコン) を PCR 増幅し、PCR 産物をインデックスアダプターで標識しました。PCR 精製後、Fragment Analyzer でライブラリーサンプルを解析して、断片サイズと収量を測定しました。質の高い NGS データが得られると予測される十分な収量が得られるライブラリーサンプルの DNA 濃度は、220~550bp の範囲で 4nM となります。DNA 濃度には大きな差がみられるものの、テストしたライブラリーサンプルはすべて 4nM の閾値を上回りました (図 3、黒線)。




図 4: 抽出用キット間で比較したアンプリコン CV 複数のアンプリコン深度間にみられる変動係数 (アンプリコン CV) を、アンプリコンカバレッジの平均値を超える標準偏差として算出しています。各サンプルにみられるキット間での差は最小限に抑えられていることがわかります。

アンプリコン CV

TruSight Tumor 15 で調製したライブラリーのシーケンスを MiSeq システムで行い、アンプリコン CV シーケンスに関する指標に基づいて品質評価を行いました。アンプリコン深度間にみられる一定の変動係数値 (アンプリコン CV) ですべてのターゲットアンプリコン全体のカバレッジ均一性を評価し、平均値を超える標準偏差として算出しています。各サンプルのアンプリコン CV を比較したところ、キット間の差が最小限に抑えられていることが確認され、各キットでサンプル間に一貫性が保たれていることも示唆されました (図 4)。

まとめ

TruSight Tumor 15 は、さまざまな組織タイプや品質の異なる DNA サンプルのアクセシビリティにのみご利用いただけます。FFPE の供給元に重点を置いたこの研究で適用した各指標の可否基準に基づいて、現行ガイドラインの発物質量や DNA 抽出法は規定されているため、TruSight Tumor 15 Reference Guide² に沿った実験を行うことにより、最適な結果が得られます。

テストを行ったさまざまな DNA 抽出用キットでは十分な DNA 量が得られた一方で、NGS データの品質に関する QC 指標の評価結果では、FFPE サンプルから抽出した DNA の品質に大きなばらつきが見られました。DNA の増幅可能性、ライブラリー産物の収量、およびアンプリコン CV の評価で、一貫して優れた性能を示した DNA を抽出したのは 3 キットのみでした。発物質量やライブラリー調製について規定したガイドラインに沿って、上記テストの合格基準を満たす品質の DNA を使用することが、FFPE 腫瘍サンプルの正確な解析を行うのに十分な高品質の NGS データを得ることにつながります。結論として、ReliaPrep FFPE gDNA Miniprep System (Promega 社)、QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit (QIAGEN 社)、および AllPrep DNA/RNA FFPE Kit (QIAGEN 社) では、一貫してライブラリー QC の可否基準値を上回っているため、TruSight Tumor 15 アッセイでの FFPE サンプルからの DNA 抽出には、この 3 キットの使用が推奨されます。

詳細について

固形がんのターゲットシーケンスについての詳細は、jp.illumina.com/OncologyPanel をご覧ください。

参考文献

1. Illumina (2015) 「TruSight Tumor 15 パネル」 (http://jp.illumina.com/content/dam/illumina-marketing/apac/japan/documents/pdf/datasheet_trusight_tumor_panel_15.pdf).
2. Illumina (2016) 「TruSight Tumor 15 Reference Guide」 (http://support.illumina.com/content/dam/illumina-support/documents/documentation/chemistry_documentation/trusight/trusight-tumor-15-reference-guide-1000000001245-04.pdf).

